



Constructeur
depuis 1953

solyclave®
Stérilisateurs Vapeur

Table Stérilisateurs à Vapeur AJC®

Amaro 5000, portes automatiques coulissantes verticales (04 à 12 STU)				
Modèle	Dimensions de la chambre	Volume	Dimensions Extérieures	Unité de Stérilisation STU
	cm	litres	cm	
70.70.70	70x70x70	341	113x195x106	4
70.70.100	70x70x100	487	113x195x136	6
70.70.125	70x70x130	633	113x195x161	8
70.70.150	70x70x160	780	113x195x186	10
70.70.190	70x70x190	926	113x195x226	12



Solyclave® sas - 32, rue du Château d'Eau - 69720 Saint Laurent de Mure - France

RCS Lyon n° 824 513 873 00011 - NAF : 4646Z - TVA n° FR 18 824513873

Téléphone : 04 78 67 34 05 - Fax : 04 72 37 13 27 - gestion@solyclave.com