



GV 70

GV 70

GENERATEUR DE VAPEUR

Caractéristiques :

- Commande et contrôle complètement automatique ;
- Système de protection de marque d'eau ;
- Double système de sécurité contre surpression ;
- Contrôleurs de pression et de niveau ;
- Construction en acier inoxydable ;
- Opération très simple ;
- Système de purge, ou système de évacuation automatique (en option).

Le GV 70 est le générateur de vapeur spécialement dessiné pour assurer la correcte alimentation de vapeur aux stérilisateurs AJC ou dans le cas de rupture de la servitude du réseau d'alimentation de vapeur.

Le GV 70 conforme aux Normes, est l'équipement approprié pour assurer le bon fonctionnement des stérilisateurs AJC.

Modèle	Alimentation électrique (kW)	Capacité (l)	Dimensions du réservoir (cm) (Diamètre x Prof.)	Dimensions extérieurs (cm) (Larg. x Haut. x Prof.)
GV 70	48, 54 or 72	190	ø 40 x 152	67 x 195 x 67