

LaVapor® ECO 25 *Laveur Désinfecteur*



Caractéristiques:

- Vidage automatique de bassin de lit et urinal ;
- Écran tactile monochrome facile à apprendre;
- Lavage à l'eau chaude et froide, suivie par une désinfection thermique par la vapeur;
- Prélavage des ustensiles possible;
- Le commande et contrôle des cycles par le micro-ordinateur;
- Phase de séchage;
- Pompe de dosage de détergent;
- Fermeture manuel de la porte et système de blocage de leur ouverture pendant la durée du cycle de lavage;
- Système d'économie de l'eau et de consommation d'énergie;
- Entièrement construit en acier inox AISI 304, sans ajout de matériaux ferreux.

Accessories:

- Support pour bassin de lit du type bidet;
- Support pour bassin de lit du type pantoufle;
- Supports pour urinal ou bocal;
- Panier pour laver et désinfecter les ustensiles;
- Pompe de dosage pour le séchant;
- Accessoire breveté pour vider, laver et désinfecter les sacs d'urine;
- Roues pour le facile déplacement du laveur désinfecteur.

LaVapor® ECO 25
Laveur Désinfecteur



Programmes:

- Normale
- Intensive

Modèles

Lavapor ECO 25

Volume de la chambre (l)

50

**Dimensions extérieures (cm)
(Larg. x Haut. x Prof.)**

62 x 130 x 62

