



## **Uniclave 77 / 88** *Stérilisateur à la vapeur d'eau verticale*

Les autoclaves de la série Uniclave sont la solution simple et économique, pour faire la stérilisation de milieux de culture, verrerie, instruments et liquides dans des contenants ouvertes ou fermées, qui permet de satisfaire les besoins des laboratoires de recherche et l'industrie.

### Caractéristiques:

- Interface conviviale;
- Chargement verticale de la chambre de stérilisation;
- Facile à entretenir;
- Entièrement construit en acier inox AISI 304, sans ajout de matériaux ferreux;
- Equipé avec condenseur de vapeur d'échappement;
- Séchage par condensation.
- Double système de sécurité de surpression;
- Equipé avec filtre bactériologique.

### Accessoires:


- Support trépied des paniers de chargement;
- Panier de chargement;
- Beeper à la fin du cycle;

## Uniclave 77/88

### Stérilisateur verticale



Panier de chargement



Support trépiéd des paniers de chargement

#### Programmes:

Cycle de stérilisation semi-automatique avec la température de stérilisation réglable de 100° C et 138° C et le temps du plateau de stérilisation réglable de 5 à 120 minutes.

Modèles	Volume de la chambre ( l )	Dimensions de la chambre (cm) (diamètre x Prof.)	Dimensions extérieures (cm) (Larg. x Haut. x Prof.)
Uniclave 77	127	ø 45 x 80	72 x 125 x 96
Uniclave 77	157	ø 50 x 80	72 x 125 x 96
Uniclave 88	75	ø 40 x 57	61 x 109 x 78