



ARJO Filter™

Filtre pour conteneur de stérilisation

ARJO Filter™ est un filtre parfaitement adapté aux conteneurs de stérilisation.

Caracteristiques

- Un indicateur physico-chimique de passage de classe 1, vire du rose au marron et permet ainsi de vérifier si le filtre a déjà subi ou non un cycle de stérilisation.
- Filtre à usage unique.
- Marquage CE.
- Conforme ISO EN 868-2.

Références et conditionnement

Référence	Taille/diamètre	Boîte
607FILTRE	19 cm	500 unités
607FILTRE24X24	24 x 24 cm	500 unités
607FILTRE24X12	24 x 12 cm	1000 unités
607FILTRE24X40	24 x 40 cm	500 unités



Année d'apposition : 2009