



Constructeur depuis 1953

Solyclave®
Stérilisateurs Vapeur

www.solyclave.com



CONTRAT D'ENTRETIEN N° 2018

1 Visite de maintenance par an

- Matériel :**
- Autoclave Classe B
 - Marque : Multimarques
 - Modèle : 6, 18 et 23 litres

- Client :**
- Nom :
 - Adresse :
 - Contact :
 - Téléphone :
 - Fax :
 - Mail :

I : IL EST DEFINI CE QUI SUIT :

Ce contrat est valable pour une durée de 36 mois.

Ce contrat fait l'objet d'une visite de maintenance préventive par an.

Un bon d'attachement détaillé sera remis au **client**, après chaque intervention.

Un carnet d'entretien sera attribué à l'appareil pour permettre le suivi technique.

Environ deux semaines avant la visite, les deux parties s'entendront sur la date d'intervention, avec une confirmation écrite.

Les pièces détachées pour la maintenance préventive sont prévues au titre de ce contrat.

Hors maintenance préventive, les pièces remplacées feront l'objet d'une commande séparée et ne seront changées qu'avec l'accord du **client**.

SOLYCLAVE apportera au titulaire du contrat une assistance téléphonique gratuite.

SOLYCLAVE garantit son intervention pendant une période de 30 jours à compter de sa visite (sauf en cas de fausses manœuvres ou de mauvaises utilisations).

SOLYCLAVE s'engage à dépanner le titulaire du contrat sous 24 heures.

Le renouvellement du contrat se fera par tacite reconduction.

En cas de résiliation, par l'une ou l'autre des parties, celle-ci s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant la date d'expiration.

Aucune indemnité ne pourra être réclamée par aucune des parties.

Notre société est couverte par un contrat multirisque professionnel n° 7513776304, AXA Assurances.

Notre société est à jour de ses redevances fiscales et sociales auprès des organismes habilités.

II : NATURE DES PRESTATIONS :

- Contrôle des sécurités (porte, soupapes de sûreté, manomètres).
- Démontage des canalisations pour contrôle.
- Remplacement du joint de porte.
- Remplacement du filtre d'entrée d'air.
- Nettoyage des filtres, et clapets anti-retour.
- Nettoyage du fond de cuve.
- Détartrage du générateur de vapeur.
- Contrôles des résistances électriques et des contacteurs de chauffage.
- Contrôle de la pompe à vide.
- Réglages des pressostats.
- Contrôle des clapets et nettoyage des sièges d'électrovannes.
- Vidange et nettoyage de la bûche à eau.
- Contrôle des connexions électriques.
- Contrôle du bon fonctionnement de l'imprimante.
- Test de vide.
- Test de Bowie & Dick.
- Essais à vide et en charge des cycles de stérilisation.
- Nettoyage de l'autoclave et des habillages.
- Remise à disposition.

III : MONTANT DE LA PRESTATION POUR UNE VISITE ANNUELLE :

Montant H.T. : €

T.V.A. à 20 % : €

MONTANT TTC Euros : €, (Main d'œuvre, déplacement et fournitures).

Pièces détachées prévues dans la maintenance préventive : Joint de porte, filtre bactériologique et petites fournitures d'entretien.

Taux horaire d'intervention :

Client sous contrat :

Mode de règlement : Virement à 45 jours.

Fait à Saint Laurent de Mure, le 1^{er} janvier 2018

Effet au 1^{er} janvier 2018

LE CLIENT

SOLYCLAVE SAS