



Constructeur
depuis 1953

solyclave®
Stérilisateur Vapeur

Validation Autoclave classe B

Matériel utilisé : Chaîne de mesure certifiée COFRAC (capteurs de pressions et sondes PT100).

Mode opératoire : Conforme à la norme NF EN ISO 17 665-1 et TS-2.

Remplace les normes EN NF 285 et EN NF 554

Validation Laveur Thermo-désinfecteur

Matériel utilisé : Chaîne de mesure certifiée COFRAC (sondes PT100).

Mode opératoire : Conforme à la norme NF EN ISO 15883-2

Un rapport détaillé (Tableaux & Graphiques) est remis après chaque validation.

Tous nos équipements distribués sont certifiés CE, et répondent aux normes en vigueur.