



Constructeur
depuis 1953

solyclave®
Stérilisateurs Vapeur

Adoucisseur mono-bloc 10 litres pour cabinets médicaux

Bouteille composite. Résine PUROLITE (10 litres)

La Vanne FLECK :

Une marque renommée et la fiabilité d'une électronique simple.

- **Vanne volumétrique électronique 5600 SXT**
- *Cycles ajustables séparément*
- *Commandée par microprocesseur précis, fiable, de réglage facile*
- *Accès à tous les réglages en face avant*
- *Saumurage à co-courant ou à contre-courant*
- *Corps de vanne en Noryl®*
- *By-pass de série*
- *Double sécurité complète.*
- *Dimensions (cm) : L28 x P48 x H 67*
- **Garantie : Vanne 3 ans*, Corps et Résine 10 ans**

Raccordement sur réservations :

- Alimentation 220 volts monophasée
- Eau froide ½ (15x21)
- Vidange D32 à D40

Solyclave® sas - 32, rue du Château d'Eau - 69720 Saint Laurent de Mure – France

RCS Lyon n° 824 513 873 00011 - NAF : 4646Z - TVA n° FR 18 824513873

Téléphone : **04 78 67 34 05** - Fax : 04 72 37 13 27 - gestion@solyclave.com