

A worker in a teal uniform is operating a large industrial machine in a factory setting. The machine is white and blue, with a control panel featuring a screen and various buttons. The worker is standing to the left of the machine, looking at the control panel. The background shows a large industrial facility with various pipes and structures.

Ekom

Depuis plus de 20 ans, EKOM développe des compresseurs pour les cabinets dentaires et pour le secteur industriel. Fiables, robustes et silencieux, ces compresseurs apportent aux équipements dentaires un air sec et sans huile. Du plus petit au plus grand, avec ou sans armoire, avec ou sans assécheur d'air, EKOM vous fournira un air de qualité sans se faire entendre, pendant des années.

COMPRESSEURS POUR PODOLOGIE ET ORTHODONTIE

RÉSERVOIR 10 LITRES

DK50 10Z



DK50 10S



DK50 10Z / M



DK50 10S / M



STOCK PERMANENT

- Mono-cylindre pour 1 poste de travail sans assécheur d'air, réservoir 10 litres
- Débit 75 l/mm, 65 dB(A)
- Dimensions 33 x 43 x 53 cm
- Poids 36 kg

D'autres pressions d'utilisation sur demande

STOCK PERMANENT

- Mono-cylindre pour 1 poste de travail sans assécheur d'air, avec armoire, réservoir 10 litres
- Débit 75 l/mm, 45 dB(A)
- Dimensions 42 x 52,5 x 62 cm
- Poids 49 kg

STOCK PERMANENT

- Mono-cylindre pour 1 poste de travail avec assécheur d'air, réservoir 10 litres
- Débit 60 l/mm, 65 dB(A)
- Dimensions 33 x 58 x 57 cm
- Poids 42 kg

Sous réserve de modification des paramètres techniques

STOCK PERMANENT

- Mono-cylindre pour 1 poste de travail avec assécheur d'air et armoire, réservoir 10 litres
- Débit 60 l/mm, 45 dB(A)
- Dimensions 42 x 67,5 x 62 cm
- Poids 55 kg

COMPRESSEURS MONO-CYLINDRE

RÉSERVOIR 25 LITRES

DK50 PLUS / M



DK50 PLUS S / M



STOCK PERMANENT

- Mono-cylindre pour 1 poste de travail avec assécheur d'air, réservoir 25 litres
- Débit 60 l/mm, 66 dB(A)
- Dimensions 46 x 51,5 x 69 cm
- Poids 54 kg

STOCK PERMANENT

- Mono-cylindre pour 1 poste de travail avec assécheur d'air et armoire, réservoir 25 litres
- Débit 60 l/mm, 47 dB(A)
- Dimensions 56 x 66,5 x 86 cm
- Poids 90 kg

COMPRESSEURS BI-CYLINDRE

RÉSERVOIR 25 LITRES

DK50 2V / M



DK50 2V S / M



STOCK PERMANENT

- Bi-cylindre pour 2 postes de travail avec assécheur d'air, réservoir 25 litres
- Débit 115 l/mm, 71 dB(A)
- Dimensions 46 x 53,5 x 69 cm
- Poids 57 kg

STOCK PERMANENT

- Bi-cylindre pour 2 postes de travail avec assécheur d'air et armoire, réservoir 25 litres
- Débit 115 l/mm, 53 dB(A)
- Dimensions 56 x 66,5 x 86 cm
- Poids 94 kg

COMPRESSEURS BI-CYLINDRE

RÉSERVOIR 50 LITRES

DK50 2V / 50 / M



DK50 2V / 50 S / M



SUR COMMANDE

- Bi-cylindre pour 2 postes de travail avec assécheur d'air, réservoir 50 litres
- Débit 120l/mm, 71 dB(A)
- Dimensions 58 x 58,5 x 77 cm
- Poids 61 kg

SUR COMMANDE

- Bi-cylindre pour 2 postes de travail avec assécheur d'air et armoire, réservoir 50 litres
- Débit 120 l/mm, 56 dB(A)
- Dimensions 75 x 71,5 x 101,5 cm
- Poids 114 kg

COMPRESSEURS 2 GROUPES BI-CYLINDRE

RÉSERVOIR 110 LITRES

DK50 2X2V / 110 / M

Disponible en 230V ou 400V



DK50 2X2V / 110 / S / M

Disponible en 230V ou 400V



SUR COMMANDE

- 2 groupes bi-cylindre pour 3/4 postes avec assécheur d'air
- Débit 215 l/mm, 73 dB(A)
- Dimensions 109 x 60,5 x 81,5 cm
- Poids 106 kg

D'autres pressions d'utilisation sur demande

SUR COMMANDE

- 2 groupes bi-cylindre pour 3/4 postes avec assécheur d'air et armoire
- Débit 215 l/mm, 53 dB(A)
- Dimensions 120 x 71 x 100 cm
- Poids 181 kg

Sous réserve de modification des paramètres techniques

COMBINÉS COMPRESSEUR ET ASPIRATION

GAMME DUO

» EKOM PEUT FABRIQUER VOTRE COMPRESSEUR SUR MESURE.
DEMANDEZ-NOUS VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ

DUO / M



DUO 2V / M



DUO 2 / M



SUR COMMANDE

- Mono-cylindre pour 1 poste de travail avec assécheur d'air, réservoir 25 litres
- 1 moteur d'aspiration anneau d'air
- Débit 60 l/mm, 47 dB(A)
- Dimensions 56 x 64 x 125 cm
- Poids 119 kg

SUR COMMANDE

- Bi-cylindre pour 1 à 2 postes de travail avec assécheur d'air, réservoir 25 litres
- 1 moteur d'aspiration anneau d'air
- Débit 115 l/mm, 51 dB(A)
- Dimensions 56 x 64 x 125 cm
- Poids 123 kg

SUR COMMANDE

- Bi-cylindre pour 2 postes de travail avec assécheur d'air, réservoir 25 litres
- 2 moteurs d'aspiration anneau d'air
- Débit 115 l/mm, 51 dB(A)
- Dimensions 56 x 64 x 125 cm
- Poids 134 kg

DO M ASPINA

MOTEUR D'ASPIRATION



MOBILE ET AUTONOME

L'Aspina est une unité d'aspiration mobile compacte et ergonomique. Elle convient aux cabinets dentaires dépourvus d'infrastructure pour une aspiration classique et s'impose naturellement dans toutes les salles de chirurgie. Elle peut aussi être utile en aspiration d'appoint ou en dépannage rapide grâce à son grand bac à sécrétions qui lui confère une grande autonomie de travail.

STOCK PERMANENT

- Ensemble mobile d'aspiration
- Support sélectif 2 tuyaux
- 230 Volts / 50 Hz
- 48 dB(A)
- Dimensions 56 x 35 x 86 cm
- Poids 36 kg

Sous réserve de modification
des paramètres techniques

FILTRES EKOM



RÉF. : 604041049

Filtre d'admission ancien compresseur mono ou bi-cylindre sans assécheur




RÉF. : KITAS

Kit filtres pour ancien compresseur mono ou bi-cylindre avec assécheur à silicates



RÉF. : 025200126

Filtre d'admission compresseur 1 poste sans assécheur



RÉF. : KIT1S

Kit filtres pour compresseur 1 poste avec assécheur à silicates



RÉF. : KIT1M

Kit filtres pour compresseur 1 poste avec assécheur à membranes



RÉF. : KIT2AD

Filtres d'admission compresseur 2 postes sans assécheur




RÉF. : KIT2S

Kit filtres pour compresseur 2 postes avec assécheur à silicates



RÉF. : KIT2M

Kit filtres pour compresseur 2 postes avec assécheur à membranes



RÉF. : 025200028

Filtre de sortie Aspina